

Stříčka integrální úzkohrdlá oválná PE

Nádobka a výpustní trubička z jednoho kusu s odnímatelnou tryskou

- Oválný tvar pro snadné držení, tryska s čepičkou
- Vhodná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE



Stříčka integrální oválná PE

Objem (ml)	Výška (mm)	Hrdlo	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	143	GL32	1	K001633
500	181	GL32	1	K001634