

Stříčka PE s barevným víčkem

Stříčka s vnější reliéfní orientační stupnicí

- Trubička je integrální součástí víčka
- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: PE

Hrdlo: GL 45, vnitřní průměr 38 mm



Stříčka PE s barevným víčkem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Barva víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	60	140	bílá	1	K001637.N
250	60	140	modrá	1	K001637.M
250	60	140	žlutá	1	K001637.Y
250	60	140	červená	1	K001637.R
500	75	170	bílá	1	K001638.N
500	75	170	modrá	1	K001638.M
500	75	170	žlutá	1	K001638.Y
500	75	170	červená	1	K001638.R
250	60	140	červená, modrá, žlutá, bílá	4 (sada)	K001637.S
500	75	170	červená, modrá, žlutá, bílá	4 (sada)	K001638.S

*Výška bez víčka