

Stříčka širokohrdlá FLPE na organická rozpouštědla

Průsvitná stříčka z fluorovaného HDPE s červeným šroubovacím víčkem

- Minimální propustnost a vysoká chemická odolnost vůči většině organických rozpouštědel
- Bez rizika vzniku přetlaku v nádobce
- Nekovový ventil ek omezující unikání rozpouštědla do ovzduší

Technické parametry

Teplotní rozsah:	0 až 90 °C
Materiál:	fluorovaný HDPE (víčko a trubička fluorovaný PP)
Průměr víčka:	53 mm



Stříčka HDPE na organická rozpouštědla

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	74	209	1	N242150