

## Stříčka širokohrdlá LDPE s potiskem ROTILABO®

Laboratorní stříčky s popisky v pěti variantách a s barevně odlišenými víčky

- Identifikační štítky ve třech jazycích; odolné vůči poškrábání
- Symboly nebezpečnosti v souladu s GHS
- Barevná šroubovací víčka
- Pohyblivá sací trubička umožňuje úplné vyprázdnění lahve



Stříčka širokohrdlá

| Identifikační štítek | Objem (ml) | Balení | Katalogové číslo |
|----------------------|------------|--------|------------------|
| Aceton               | 250        | 1 ks   | R.T398.1         |
| Aceton               | 500        | 1 ks   | R.T399.1         |
| Ethanol              | 250        | 1 ks   | R.T400.1         |
| Ethanol              | 500        | 1 ks   | R.T401.1         |
| Isopropanol          | 250        | 1 ks   | R.T402.1         |
| Isopropanol          | 500        | 1 ks   | R.T403.1         |
| Methanol             | 250        | 1 ks   | R.T404.1         |
| Methanol             | 500        | 1 ks   | R.T405.1         |
| Destilovaná voda     | 250        | 1 ks   | R.T406.1         |
| Destilovaná voda     | 500        | 1 ks   | R.T407.1         |

Odolnost materiálu stříček je působením agresivních chemikálií snižována. Proto by stříčky měly být používány pouze pro technické aplikace a měly by být pravidelně obměňovány.