

Stříčka úzkohrdlá PE s červeným víčkem

Vhodná pro destilovanou vodu

- Použitelná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE



Stříčka úzkohrdlá PE s červeným víčkem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	35	96	1	K000179
100	43	115	1	K000180
250	60	140	1	K000182
500	75	180	1	K000183
1 000	95	220	1	K000185