

Stříčka úzkohrdlá PPCO

Autoklávovatelná stříčka

- Výtoková trubička a víčko z jednoho kusu
- Pro aplikaci sterilní vody nebo činidel všude tam, kde je třeba snížit riziko kontaminace

Technické parametry

Materiál: lahvička PPCO, víčko, nasávací a výtoková trubička PP



Stříčka autoklávovatelná PPCO

Objem (ml)	Průměr (mm) uzávěru	Průměr (mm) láhve	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	28	74	213	1	N245050
1 000	38	91	242	1	N245100