

## Stříčky na promývání oka

Stříčky pro použití při první pomoci po zasažení oka

- Stisknutím plastové nádoby stříčky je oko přiložené k vaničce omýváno proudem oplachovací tekutiny

## Technické parametry

| Typ poškození        | Doporučené doby oplachování |
|----------------------|-----------------------------|
| Mechanické poškození | déle než 1 minutu           |
| Poleptání kyselinou  | 3 - 5 minut                 |
| Poleptání louhem     | déle než 10 minut           |



## Stříčka prázdná

Prázdná stříčka s vaničkou na zachycení oplachovací tekutiny

- Stříčka pro naplnění převařenou vodou nebo speciálním roztokem - nutno pravidelně vyměňovat
- Ventil zamezuje zpětnému nasávání
- Panel k montáži na stěnu (anglický text)

## Technické parametry

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Materiál:            | stříčka - PE, panel - rázuvzdorný PS |
| Rozměry panelu (mm): | 300 x 300                            |

| Popis           | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------|-------------|------------------|
| Stříčka 500 ml  | 1           | K000383          |
| Panel na stěnu* | 1           | K002386          |

\*Panel nutno objednat samostatně - není součástí dodávky



Stříčky na promývání oka

## Stříčka-mini na jedno použití

Stříčka do kapsy naplněná gama sterilizovanou vodou

- Plochý tvar lahvičky pro snadné přenášení v kapse pracovního pláště
- Patentovaný zpětný ventil a protiprachový kryt vaničky
- Stříčka odpovídá normě DIN EN 15154-4

## Technické parametry

Objem náplně:

cca 175 ml

Minimální doba použitelnosti sterilní náplně:

2 roky - pokud není stříčka otevřená

| Popis                                | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Mini-stříčka naplněná sterilní vodou | 1           | R112871          |



Stříčka-mini na jedno použití

## Stříčka Sekuroka

Prázdné stříčky a stříčky naplněné gama-sterilizovanou vodou

- Prázdná stříčka pro naplnění převařenou vodou nebo speciálním roztokem - nutno pravidelně vyměňovat
- Stříčka naplněná gama-sterilizovanou vodou - odpovídá normě DIN EN 15154-4
- Vanička krytá protiprachovým uzávěrem
- Drátěný držák pro připevnění na stěnu

## Technické parametry

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Objem:                              | 620 ml                               |
| Doba použitelnosti sterilní náplně: | 2 roky - pokud není stříčka otevřena |
| Materiál stříčky:                   | PE                                   |

| Popis                           | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Stříčka naplněná sterilní vodou | 1           | R154351          |
| Drátěný držák stříčky*          | 1           | R554651          |

\*Držák nutno objednat samostatně - není součástí dodávky



## Stříčka na jedno použití

Stříčky naplněné sterilním roztokem k okamžitému použití

- Jednoduchá aplikace usnadňuje rychlé provedení oplachu
- Neutralizační roztok pro rychlou a efektivní neutralizaci po zásahu oka kyselým nebo alkalickým roztokem
- Návod na stěně lahvičky, stříčky odpovídají normě DIN EN 15154-4
- Ergonomicky tvarovaná vanička přidržuje při oplachování oko otevřené
- Stříčky nevyžadují čištění ani údržbu, vanička je krytá protiprachovým uzávěrem
- Fyziologický roztok s obsahem odpovídajícím přirozené oční koncentraci solí

## Technické parametry

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Doba použitelnosti sterilního roztoku: | 3 roky - pokud není stříčka otevřena                |
| Fyziologický roztok:                   | 0,9% roztok NaCl                                    |
| Neutralizační roztok :                 | 4,9% roztok pH neutrálního fosfátového pufru pH 7,4 |

| Náplň                | Objem (ml) | Čas oplachu (min) | Typ stříčky | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Fyziologický roztok  | 200        | cca 2             | pro 1 oko   | 1           | R982971          |
| Fyziologický roztok  | 500        | cca 5             | pro 1 oko   | 1           | R982871          |
| Fyziologický roztok  | 1 000      | cca 10            | pro 1 oko   | 1           | I289531          |
| Fyziologický roztok  | 1 000      | cca 5             | pro 2 oči   | 1           | I294441          |
| Neutralizační roztok | 200        | cca 2             | pro 1 oko   | 1           | R228181          |
| Neutralizační roztok | 500        | cca 2,5           | pro 2 oči   | 1           | I294541          |



Stříčka na jedno použití Fyziologický roztok pro 1 oko



Stříčka na jedno použití Fyziologický roztok pro 2 oči



Stříčka na jedno použití Neutralizační roztok pro 1 oko



Stříčka na jedno použití Neutralizační roztok pro 2 oči

## Stanice první pomoci

Panel nebo prachutěsný box pro připevnění na zeď

## Technické parametry

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Rozměry panelu: | 290 x 230 x 80 mm  |
| Rozměry boxu:   | 265 x 227 x 110 mm |

| Popis              | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------|-------------|------------------|
| Panel první pomoci | 1           | I314321          |
| Box první pomoci   | 1           | I314421          |

Každá stanice obsahuje:

1 x 200 ml stříčku s neutralizačním roztokem kat. č. R228181

1 x 500 ml stříčku s fyziologickým roztokem kat. č. R982871

Zrcátko a piktografický návod k použití



Panel první pomoci



Box první pomoci