

Stůl antivibrační váhový | ADAM EQUIPMENT

Antivibrační stůl pro analytické váhy pro odstranění vnějších vlivů na přesnost vážení

- Vnitřní antivibrační deska na samostatném stavitelném rámu s gumovými tlumícími prvky pro odstranění vnějších vlivů ovlivňujících přesnost vážení
- Externí servisní stůl s rámem s nastavitelným vyrovnáním nerovností podlahy
- Lehký hliníkový rám, velká nepoškrábatelná pracovní plocha z leštěné žuly
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Rozměr antivibrační plochy (š x d):	400 x 450 mm
Celkové rozměry stolní plochy (š x d):	800 x 600 mm
Výška stolku:	782 mm
Nosnost stolu:	250 kg
Váha antivibrační plochy:	35 kg
Celková váha:	55 kg



Váhový stůl



Váhový stůl

Popis	Katalogové číslo
Antivibrační stůl pro analytické váhy	D008036