

Taška chladicí Fold'N Cool

Taška s tepelnou izolací pro přenášení vzorků citlivých na teplo

- 20 a 30l taška udrží vzorky v chladu po dobu 12 hodin, 5l taška 6 hodin
- Popruh přes rameno a přední kapsa na zip
- Prázdnou tašku je možno složit, a ušetřit tak místo

Technické parametry

Materiál tašky:	Nylon
Materiál vnitřních stěn:	PVC
Izolační vrstva:	EPE izolační pěna



Taška chladicí

Objem (l)	Vnější rozměry š x d x v (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	160 x 230 x 190	310	1	I269531
20	200 x 320 x 370	610	1	I269331
30	250 x 390 x 380	765	1	I269431