

Test pro hodnocení proliferace a viability buněk Rotitest® Vital


Rychlý a jednoduchý detekční systém pro neradioaktivní kvantifikaci proliferujících buněk

- Kolorimetrický testovací roztok pro hodnocení proliferace a životaschopnosti buněk
- Netoxický test vhodný pro adherentní a suspenzní buňky
- Stabilní při okolní teplotě
- 1 ml roztoku stačí na stanovení přibližně 100 vzorků buněk
- Fotometrický výsledek za 1 až 4 hodiny
- Vhodné také pro stanovení cytotoxicity

Technické parametry

Skladování:

při 4 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
Rotitest® Vital	1 x 1 ml	R.0069.3
Rotitest® Vital	1 x 5 ml	R.0069.1
Rotitest® Vital	4 x 5 ml	R.0069.2