

Třepačka mikrotitračních destiček PMS-1000i | GRANT-BIO

Kompaktní třepačka použitelná i pro dlouhodobý provoz

- Mimořádně tichý chod
- Regulace otáček umožňuje použití pro jemné míchání bez vzájemné kontaminace i pro intenzivní aeraci jamek
- Digitální nastavení času a otáček na LCD displeji
- Jednoduché šroubové uchycení pro standardní 96- nebo 384-jamkové destičky
- Použití v imunologii, mikrobiologii, buněčné a molekulární biologii
- Možnost použití v lednici i termostatu

Technické parametry

Kapacita :	2 nebo 4 mikrotitrační destičky
Frekvence třepání:	150-1 200 ot/min
Výkyv:	2 mm
Časovač :	1 min až 24 hod, nebo kontinuálně
Pracovní teplota:	4 až 40 °C
Napájení:	síťový adaptér 12 V
Rozměry (š x h x v):	205 x 220 x 90 mm
Hmotnost:	2,0 kg



Třepačka PMS-1000 s držákem na 2 mikrotitrační destičky

Popis	Katalogové číslo
Třepačka PMS-1000 s držákem na 2 mikrotitrační destičky	G421000
Držák na 4 mikrotitrační destičky	G421496