

Třepačka PS-3D | GRANT-BIO

Kompaktní 3D třepačka pro univerzální použití

- Možnost použití v lednici i termostatu
- Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
- Plošina s protiskluznou gumovou podložkou
- Pro barvení a odbarvování gelů, hybridizace, imunoprecipitace, blotovací techniky a řadu dalších aplikací

Technické parametry

Maximální zatížení:	1 kg
Otáčky:	5-60 ot/min
Úhel naklánění:	7°
Rozměry plošiny (pracovní plocha):	200 x 200 mm
Pracovní teplota:	4 až 40 °C
Napájení:	síťový zdroj 12 V
Rozměry s plošinou (š x h x v):	235 x 235 x 140 mm
Hmotnost:	1,4 kg



Třepačka PS-3D



Plošina s vroubkovanou gumovou podložkou pro zkumavky

Popis	Katalogové číslo
Třepačka PS-3D	G420034
Vroubkovaná gumová podložka pro zkumavky	G420001