

Tyčinka výtěrová

Různé druhy výtěrových tyčinek pro odběr vzorků

- Sterilní tyčinky jsou baleny jednotlivě

Technické parametry

Způsob sterilizace:

ethylenoxidem

Materiál hlavičky:

vata



Tyčinka výtěrová

Materiál tyčinky	Sterilita	Délka (mm)	Průměr hlavičky (mm)	Průměr tyčinky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
dřevo	ne	150	5	2,2	100	R.EH11.1
dřevo	ano	150	5	2,2	100	R.EH12.1
dřevo	ne	200	12	3	50	R.XL54.1
dřevo	ne	200	12	3	15 x 50	R.XL54.2
hliník	ano	150	2	1	100	R.XL55.1
PP	ano	150	5	2,5	100	R.XL56.1
PP	ano	150	12	4,7	100	R.XL57.1