

Tyčinka výtěrová Whatman

Sterilní výtěrová tyčinka pro získávání vzorků z ústní dutiny

- Zasunutí vnitřní části duté tyčinky oddělí odběrový kartáček
- Individuálně balené tyčinky pro stěry slin a buněk z ústní dutiny
- Snadné oddělení kartáčku ulehčuje přenesení vzorku do zkumavky nebo na vícejamkovou destičku
- Balené v čistém prostoru a sterilizované gama zářením

Technické parametry

Délka včetně kartáčku:

150 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Výtěrové tyčinky	100	WB100035