

UHLIČITAN DRASELNÝ

CAS: 584-08-7

Vzorec: K_2CO_3

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 138,21

Sušidlo vhodné pro: bazická rozpouštědla (např. amoniak, aminy), nitrily, chlorované uhlovodíky, aceton

Sušidlo nevhodné pro: kyseliny

Regenerace sušidla: při 158 °C, jemně práškový už od 100 °C

UHLIČITAN DRASELNÝ

bezvodý

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H302-H315-H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	U 02302
min 99 %, čistý	1 kg	U 02301
min 99 %, p.a.	500 g	U 02102
min 99 %, p.a.	1 kg	U 02101

UHLIČITAN DRASELNÝ

Technické parametry

Hustota: 2,43 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H315-H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	1 kg	R.7956.1
min 98 %	5 kg	R.7956.2
min 98 %	25 kg	R.7956.5
min 99 %, Ph.Eur.	500 g	R.X894.1
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.X894.2
min 99 %, Ph.Eur.	2,5 kg	R.X894.3
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.P743.1

min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.P743.2
min 99 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P743.3
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	10 g	R.5335.1
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	50 g	R.5335.2