

UHLIČITAN KOBALTNATÝ**CAS:** 513-79-1**Vzorec:** CoCO_3 **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	118,94
Hustota:	4,13 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
46 % Co, extra čistý	50 g	R.9930.1
46 % Co, extra čistý	100 g	R.9930.2
46 % Co, extra čistý	500 g	R.9930.3