

UHLIČITAN STRONTNATÝ**CAS:** 1633-05-2**Vzorec:** SrCO₃**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 147,63

Hustota: 3,7 g/cm³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI®METIC 99,998 % (4N8)	5 g	R.5376.1
ROTI®METIC 99,998 % (4N8)	25 g	R.5376.2
technický	500 g	R.1HH8.1
technický	1 kg	R.1HH8.2
technický	2,5 kg	R.1HH8.3