

UV Crosslinker □ BOEKL

Pro spolehlivé, časově úsporné a bezpečné kroslinkování DNA či RNA, Northern či Southern metody či vytvrzování UV zářením

- Přesné výsledky díky možnosti nastavení množství UV záření
- Jednotka je vybavena pěti žárovkami o vlnové délce 254 nm
- Při přepínání mezi vlnovými délkami není nutná ruční kalibrace, kroslinker je kalibrován na 3 vlnové délky (254 nm, 306 nm a 368 nm)
- Díky velkému UV ochrannému sklu můžete mít své vzorky stále pod dohledem

Technické parametry

Provozní režim:	Energie / Čas
Nastavitelný čas max.:	999 m, 59 s po 1 s
Nastavitelný výkon max.:	9,999,900μJ po 100μJ
Rozměry (š x d x v):	38,4 x 36,5 x 26 cm
Váha:	13,6 kg
Napájení:	230VAC±10%, 50/60 Hz, 80W



Popis	Katalogové číslo
UV Crosslinker	C234102