

Válec odměrný nízký třídy B, silnostěnný | PYREX®

Válec s modrou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

- Zesílená stěna, dno i okraj válce
- Zesílení zvyšuje mnohonásobně pevnost a prodlužuje životnost válců
- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	1,0	+mn0,3	75	1	S325010
25	1,0	+mn0,5	107	1	S325025
50	1,0	+mn1,0	140	1	S325050
100	2,0	+mn1,0	147	1	S325100
250	5,0	+mn2,0	212	1	S325250
500	10,0	+mn5,0	236	1	S325500
1 000	20,0	+mn10,0	293	1	S325001