

Válec odměrný vysoký PP s držadlem | BEL-ART

Autoklávatelný válec s držadlem pro pohodlné uchycení

- Pro bezpečné a snadné nalévání velkých objemů kapalin
- Dvě stupnice (IN a EX)

Technické parametry

Materiál:	PP
Přesnost:	+mn5%
Otvor držadla:	89 × 29 mm



Válec odměrný vysoký PP s držadlem

Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 000	10	64	439	1	A284611
2 000	20	89	490	1	A284612