

Válec odměrný vysoký třídy A, certifikát šarže | PYREX®

Válec s bílou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

- Odpovídají normě DIN 12 680-2 a ISO 4788
- Sériové číslo pro snadné dohledání odpovídajícího certifikátu šarže (ke stažení [ZDE](#))
- Certifikát konformity "H" na válci - odpovídají předpisům německého úřadu pro váhy a míry

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,05	13,0	115	1	R930371
10	0,2	+mn0,10	14,0	140	1	R930471
25	0,5	+mn0,25	21,0	170	1	R930571
50	1,0	+mn0,50	25,0	200	1	R930671
100	1,0	+mn0,50	29,0	260	1	R930771
250	2,0	+mn1,00	39,0	335	1	R930871
500	5,0	+mn2,50	53,0	390	1	R930971
1000	10,0	+mn5,00	65,0	470	1	R931071
2000	20,0	+mn10,00	85,0	570	1	R931171