

Válec odměrný vysoký třídy A, se Schellbachovým pruhem | DURAN®

Válec s modrou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

- Modrý Schellbachův pruh pro přesné odečítání objemu
- S číslem a datem výrobní šarže, odpovídá normě DIN 12 680 T2 a ISO 9000
- Certifikát výrobní šarže je ke stažení na www.hirschmannlab.de

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Válec odměrný vysoký třídy A, se Schellbachovým pruhem

Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,05	13	115	1	H222154
10	0,2	+mn0,10	14	140	1	H222160
25	0,5	+mn0,25	21	170	1	H222170
50	1,0	+mn0,50	25	200	1	H222175
100	1,0	+mn0,50	29	260	1	H222180
250	2,0	+mn1,00	39	335	1	H222186
500	5,0	+mn2,50	53	390	1	H222190
1 000	10,0	+mn5,00	65	470	1	H222193
2 000	20,0	+mn10,00	85	570	1	H222194