

Válec odměrný vysoký třídy B

Válec s bílou nebo modrou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo MBL® (modrá stupnice) borosilikátové sklo PYREX® (bílá stupnice)



Válec odměrný vysoký z borosilikátového skla MBL



Válec odměrný vysoký z borosilikátového skla PYREX

MBL® modrá stupnice							PYREX® bílá stupnice						
Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,10	13,0	115	1	B201503	5	0,1	+mn0,10	13,0	115	1	S320002
10	0,2	+mn0,20	14,0	140	1	B201504	10	0,2	+mn0,20	14,0	140	1	S320004
25	0,5	+mn0,50	21,0	170	1	B201506	25	0,5	+mn0,50	21,0	170	1	S320006
50	1,0	+mn1,00	25,0	200	1	B201508	50	1,0	+mn1,00	25,0	200	1	S320008
100	1,0	+mn1,00	29,0	260	1	B201509	100	1,0	+mn1,00	29,0	260	1	S320010
250	2,0	+mn2,00	39,0	335	1	B201512	250	2,0	+mn2,00	39,0	335	1	S320012
500	5,0	+mn5,00	53,0	390	1	B201516	500	5,0	+mn5,00	53,0	390	1	S320014
1 000	10,0	+mn10,00	65,0	470	1	B201520	1 000	10,0	+mn10,00	65,0	470	1	S320016
2 000	20,0	+mn20,00	85,0	570	1	B201522	2 000	20,0	+mn20,00	85,0	570	1	S320018