

Válec odměrný vysoký třídy B, silnostěnný | PYREX®

Válce s modrou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

- Zesílená stěna, dno a okraj válce
- Zesílení zvyšuje mnohonásobně pevnost a prodlužuje životnost válce
- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	1,0	+mn1,0	200	1	S328050
100	1,0	+mn1,0	260	1	S328100
250	2,0	+mn2,0	335	1	S328250
500	5,0	+mn5,0	390	1	S328500
1 000	10,0	+mn10,0	470	1	S328001
2 000	20,0	+mn20,0	570	1	S328002