

Válec odměrný vysoký třídy B | PYREX®

Válec s bílou stupnicí, PE patkou a výlevkou

- Plastová patka tlumí nárazy a chrání válec před rozbitím

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,2	+mn0,20	150	1	S320504
25	0,5	+mn0,50	175	1	S320506
50	1,0	+mn1,00	195	1	S320508
100	1,0	+mn1,00	270	1	S320510
250	2,0	+mn2,00	320	1	S320512