

Vialka s vnějším zamačkávacím víčkem

Lékovka s vnějším dobře těsnícím víčkem

Technické parametry

Materiál lahviček:

sodnovápenaté sklo

Materiál víčka:

LDPE



Vialky s vnějším zamačkávacím víčkem

Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2	11,5	36	690	R.CLA0.1
3	19	30	200	R.CLA8.1
5	19	40	200	R.CLA9.1
5	24	24	154	R.CLA1.1
8	24	34	154	R.CLA2.1
10	22	45	200	R.CLC0.1
10	24	41	154	R.CLA3.1
15	26	48	130	R.CLA4.1
20	26	60	130	R.CLA5.1
25	30	50	200	R.CLC1.1
30	28	72	108	R.CLA6.1
30	28	75	200	R.CLC2.1
40	30	80	200	R.CLC3.1
50	30	100	200	R.CLC4.1
60	32	106	84	R.CLA7.1
100	34	145	100	R.CLC5.1