

Vialka s vnějším zamačkávacím víčkem hnědá

Lékovka s ohrnutým okrajem pro nasazení dobře těsnícího víčka

- Hnědé sklo vialek pro bezproblémové uchovávání látek citlivých na světlo

Technické parametry

Materiál vialky: sodnovápenaté sklo

Materiál víčka: LDPE



Vialky s vnějším zamačkávacím víčkem hnědé

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
3	19	30	200	R.ENK0.1
5	19	40	200	R.ENK1.1
10	22	45	200	R.ENK2.1
25	30	50	200	R.ENK3.1
30	28	75	200	R.ENK4.1
40	30	80	200	R.ENK5.1
50	30	100	200	R.ENK6.1
100	34	145	200	R.ENK7.1