

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (17 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use") CR-01

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	17
Složení standardu - prvky:	Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Bezpečné věty (GHS):	H290-H314-H317-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Ag	25
Al	25
As	10
Ba	25
Ca	25
Cd	2
Cr	25
Cu	25
Fe	25
K	25
Mg	25
Mn	25
Na	25
Ni	25
Pb	25
Ti	25
Zn	25

Matrice	Specifikace	Objem	Katalogové číslo
5% HNO ₃	17 prvků	100 ml	R.1K38.1
5% HNO ₃	17 prvků	250 ml	R.1K38.2