

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (18 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use") CR-04

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	18
Složení standardu - prvky:	As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Zn
Bezp.věty (GHS):	H290-H314-H317-H350i-H412-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
As	100
Ca	500
Cd	25
Co	100
Cr	100
Cu	100
K	100
Li	100
Mg	100
Mn	100
Mo	500
Na	500
Ni	100
Pb	100
Sb	20
Se	25
Sr	100
Zn	100

100 ml		
Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	18 prvků	R.1L18.1