

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (22 prvků, 100 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	22
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H317-EUH071
Koncentrace prvků:	100 mg/l

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	22 prvků, 100 mg/l	R.2648.1