

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (24 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	24
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H317-H350i-H373-H412-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Al	1000
As	100
B	500
Ba	500
Ca	1000
Cd	100
Co	500
Cr	500
Cu	500
Fe	1000
Hg	10
K	1000
Li	100
Mg	1000
Mn	500
Na	1000
Ni	500
Pb	500
Rb	500
Sr	500
Te	500
Ti	500
V	500
Zn	500

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	24 prvků	R.8248.1