

**Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (7 prvků, 100 mg/l)**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Počet prvků:               | 7                          |
| Objem (ml):                | 100                        |
| Složení standardu - prvky: | Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr |
| Koncentrace prvků:         | 100 mg/l                   |
| Bezp. věty (GHS):          | H290-H335-H315-H319        |

| Matrice | Specifikace       | Katalogové číslo |
|---------|-------------------|------------------|
| 15% HCl | 7 prvků, 100 mg/l | R.2646.1         |