

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (9 prvků, 100 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	9
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	As, Be, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Tl
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H317
Koncentrace prvků:	100 mg/l

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	9 prvků, 100 mg/l	R.2640.1