

VITAMÍN B₁₂


kyanokobalamin

CAS: 68-19-9

Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	1355,4
Obsah (suchá látka):	96-102 %
Úbytek při sušení:	max 12 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 96 %, pro biochemii	500 mg	R 09151
min 96 %, pro biochemii	1 g	R 09152
min 96 %, pro biochemii	2,5 g	R.T915.3