

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

CAS: 7732-18-5

Vzorec: H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	18,02
Pyrogenita (endotoxiny):	max 0.25 E.U./ml
pH:	4,0-7,0
Obsah těžkých kovů:	max 0,1 ppm
Odparek:	max 0,001%

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii, pro histologii	1 l	plast	R325551