

Vortex MSV-3500 | GRANT-BIO

Vortex s displejem pro široký rozsah objemů třepaných zkumavek do objemu 50 ml

- Čtyři nástavce pro zkumavky o objemu 0,2 ml až 50 ml - možno zakoupit jako kompletní sadu nástavců s vortexem nebo objednat přístroj a samostatné jednotlivé nástavce
- Reprodukovatelné jemné i intenzivní míchání a roztřepávání buněčných suspenzí a dalších vzorků ve zkumavkách
- Jednoduché ovládání, snadné nastavení rychlosti i doby třepání vzorků
- Mikroprocesorové řízení pro dokonalou kontrolu nad třepáním vzorků
- Dvouřádkový LCD displej zobrazující nastavené a aktuální hodnoty třepání

Technické parametry

Frekvence třepání:	300 - 3500 ot/min
Výkyv:	4 mm
Časovač :	0 - 60 minut/kontinuální provoz
Rozměry (š x h x v):	170 x 180 x 145 mm
Váha:	2,6 kg

Nástavec	Kapacita nástavce
SV-4/30	4 x 50 ml (30 mm) zkumavky
SV-8/15	8 x 15 ml (16 mm)
SV-10/10	10 x 10 ml (12 mm) zkumavky
SV-16/8	16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml a 8 x 0,2 ml mikrozkušavek



Vortex MSV-3500

Popis	Katalogové číslo
Vortex MSV-3500 s kompletní sadou nástavců	G423504
Samostatný vortex MSV-3500	G423500
Nástavec SV-4/30	G420430
Nástavec SV-8/15	G420815
Nástavec SV-10/10	G421010

Nástavec SV-16/8	G420168
------------------	---------