


Vytahovače magnetických míchadel

Tyčka s feromagnetickým koncem


- Vytahovače z PP s okem na nemagnetickém konci



Vytahovače magnetických míchadel z PVC



Vytahovače magnetických míchadel z PTFE



Vytahovače magnetických míchadel z PP

Materiál	Délka (mm)	Průměr tyčky (mm)	Průměr spodní části (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
PVC	240	10	10	1	K000712
PVC	300	10	10	1	K000710
PP	300	10	10	1	P137750
PP	450	10	10	1	P137755
PTFE	150	8	10	1	P372040
PTFE	250	8	10	1	P372060
PTFE	300	8	10	1	P372080
PTFE	350	8	10	1	P372100
PTFE	400	8	10	1	P372120
PTFE	600	8	10	1	P372180