

Vytahovače vialek/kryozkumavek | HEATHROW SCIENTIFIC

Pro přesné uchopení a bezpečné vyjmutí zkumavek z chladících boxů

- Opakovaně použitelné vytahovače zkumavek vyrobené z autoklávovatelného zesíleného polypropylenu
- Ergonomická stlačovací plocha pro optimální přesnost
- Vytahovače kryozkumavek jsou navrženy pro lahvičky o max. průměru 13,5 mm
- Vytahovače vialek jsou navrženy pro lahvičky o max. průměru 21 mm
- Oba typy vytahovačů jsou dodávány v sadě 5 barev pro snadnou identifikaci a organizaci
- K dispozici je také kombinované balení, které obsahuje 1 ks od každého typu

Technické parametry

Materiál:

PP

Teplotní odolnost:

-80 až +121 °C





Typ	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vytahovače kryozkumavek	sada barev*	5	U120908
Vytahovače vialek	sada barev*	5	U120909
Vytahovače kryozkumavek a vialek	modrá	2	U120910

* červená, modrá, zelená, fialová, žlutá