

Vývěva membránová s regulací rychlosti LABOPORT® řady N 800 G | KNF

Chemicky odolné membránové vakuové pumpy vhodné i pro velmi agresivní a korozivní plyny a výpary

- Dvoukomorové kompaktní membránové vývěvy s ručním ovládáním rychlosti otočným knoflíkem
- Vývěva pro rotační odparky, odstředivé zahušťování, destilaci, odplyňování, vysoušení a SPE extrakce
- Integrovaný plynový přísávací ventil zvyšuje odolnost proti parám a kondenzátu
- Podsvícený regulační knoflík pro rychlou barevnou kontrolu stavu (provoz, pohotovostní stav, chybový režim)
- Vnitřní plocha pro kontakt s médií v souladu se směrnicí ATEX (EX II 2/-G IIB+H2 T3 "internal atmosphere only")
- Integrované držadlo pro bezpečné přenášení, hladký povrch bez žebrování a vystouplých hran
- Tichý ekonomický provoz bez vibrací, snadná povrchová údržba

Technické parametry

Model	N 820 G	N 840 G
Čerpací rychlost	20 l/min	34 l/ min
Mezní tlak	6 mbar	6 mbar
Mezní tlak s otevřeným přísávacím ventilem	17 mbar	17 mbar
Přetlak	0,1 bar	0,1 bar
Teplota médií	+5 až +40 °C	+5 až +40 °C
Vnitřní průměr hadice pro připojení	8 - 9,5 mm	8 - 9,5 mm
Materiál v kontaktu s čerpaným médiem	hlava vývěvy - TFM/PTFE membrána potažená PTFE ventily - FFPM/PTFE olivky - PVDF/FFPM	hlava vývěvy - TFM/PTFE membrána potažená PTFE ventily - FFPM/PTFE olivky - PVDF/FFPM
Výkon	60 W	100 W
Krytí	IP 30	IP 30
Napájení	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Rozměry	259 x 163 x 220 mm	289 x 177 x 240 mm
Hmotnost	8,8 kg	11,3 kg



Vývěva membránová LABOPORT® N 820 G



Vývěva membránová LABOPORT® N 840 G



Vývěva membránová LABOPORT® N 800 G

Popis	Čerpací rychlost (l/min)	Mezní tlak (mbar)	Katalogové číslo
Vývěva membránová LABOPORT N 820 G	20	6	R.1EK1.1
Vývěva membránová LABOPORT N 840 G	34	6	R.1EK2.1

Membránové vývěvy LABOPORT řady N 800 G dodáváme komplet s napájecím kabelem, tlumičem hluku, nástavcem pro uvolnění olivek a návodem.