

Vývěva vodní s připojením na hadici PP | KARTELL

Autoklávovatelná vývěva s vynikající sací schopností

- Spojky pro snadné nasazení hadic
- Nízká spotřeba vody při nízkém i vysokém tlaku (0,5 až 10 kg/cm²)
- Zpětný ventil, snadno rozebíratelná

Technické parametry

Materiál:	PP
Dosažitelné vakuum:	15 mm Hg při tlaku vody 1 kg/cm ²
Doba evakuace:	5 l nádoba za cca 20 min
Celková délka:	190 mm
Připojení ke zdroji vody:	olivkou 12 mm OD
Připojení k odsávanému prostoru:	hubicí 9-11 mm OD



Vývěva vodní s připojením na hadici PP

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vývěva k připojení na hadici	1	K001395
Spojka hadicová	5	K001396