

## Wi-Fi Streamer WF-10 pro digitální mikroskopy | DINO-LITE

Pro bezdrátové propojení s počítačem, tabletem nebo smartphonem

- Vysílání z jednoho Dino-Lite mikroskopu do více zařízení
- Kompatibilní s modely AM4xxx, AM7xxx a řadou dalších
- Akumulátorová baterie pro bezproblémové použití během prezentací nebo při práci v terénu

### Technické parametry

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Napájení:            | 1880 mAh Li-Ion baterie |
| Rozměry (š x h x v): | 120 x 55 x 16 mm        |
| Hmotnost:            | 112 g                   |



| Popis                | Katalogové číslo |
|----------------------|------------------|
| Wi-Fi Streamer WF-10 | D581000          |

WF-10 WiFi Streamer dodáváme se síťovým adaptérem, baterií a návodem