

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ roztok


3,3',5,5'-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein, Bromocresol green (BCG)

CAS: 76-60-8

Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	698,04
Indikátor:	pH 3,8-5,4
Barevný přechod:	žlutá - modrá



Barevný přechod pH indikátoru

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ roztok

Specifikace	Balení	Bezpeč. věty (GHS)	Katalogové číslo
0,1 % roztok v den. EtOH	100 ml	H225-H319	R.9949.1
pro TLC k vizualizaci org. kyselin	100 ml	H225-H319-H336	R.1H05.1

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ roztok

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,1% vodný roztok	250 ml	Z 05501
0,1% vodný roztok	500 ml	Z 05502
0,1% vodný roztok	1 l	Z 05503
0,1% roztok v EtOH	250 ml	Z 05401
0,1% roztok v EtOH	500 ml	Z 05402
0,1% roztok v EtOH	1 l	Z 05403
0,2% roztok v IPA	250 ml	Z 05301
0,2% roztok v IPA	500 ml	Z 05302

0,2% roztok v IPA	1 l	Z 05303
-------------------	-----	---------

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.