

ZELEŇ JANUSOVA B

C.I.11050, Diazin Green S

Vitální barvivo k barvení leukocytů a pro vizualizaci mitochondrií. Dále se používá jako počítací barvivo během modifikovaného Ziehl-Neelsenova barvení.

CAS: 2869-83-2


Vzorec: C₃₀H₃₁ClN₆

- Oxidovaný indikátor modrý, redukovaný indikátor růžový

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 511,07

Vitální barvení: test - supravitální barvení mitochondrie v živých buňkách modře



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	R.7697.1
pro mikroskopii	25 g	R.7697.2
pro mikroskopii	100 g	R.7697.3