

Zkumavka centrifugační neprůhledná se šroubovacím víčkem CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní 15 ml a 50 ml centrifugační zkumavky s kónickým dnem

- Zkumavky pro látky a reakce citlivé na světlo
- Modrá orientační stupnice, bílá popisovací plocha
- Bez DNáz, RNáz, bez lidské DNA, apyrogenní, necytotoxické

Technické parametry

Materiál zkumavky:	tmavě hnědý PP
Materiál víčka:	modrý HDPE
Teplotní rozsah:	−50 až +100 °C

Zkumavka	15 ml	50 ml
Maximální přetížení - úhlový rotor	15 000 × g	7 000 × g
Maximální přetížení - výkyvný rotor	3 500 × g	3 200 × g



Centrifugační zkumavka tmavá

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	17 × 120	100 - sáček	I124641
15	17 × 120	50 - stojánek	I124642
50	29 × 115	20 - sáček	I124741
50	29 × 115	25 - stojánek	I124742