

Zkumavka centrifugační sterilní se šroubovacím víčkem CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní kónické zkumavky s modrým dokonale těsnícím víčkem

- Modrá graduace a bílá popisovací plocha
- Bez DNáz, RNáz, bez lidské DNA, apyrogenní, necytotoxické
- V čirém provedení

Technické parametry

Materiál zkumavky:	PP
Materiál víčka:	HDPE
Teplotní stabilita:	- 50 °C až + 100 °C

Zkumavka	15 ml	50 ml	50 ml stojící
Maximální přetížení - úhlový rotor	15 000 x g	9 000 x g	11 500 x g
Maximální přetížení - výkyvný rotor	4 000 x g	3 200 x g	2 800 x g
Rozměry	17 x 120 mm	29 x 115 mm	29 x 115 mm



Zkumavka centrifugační

Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	kónické dno	10 x 50 ks ve stojánku	R.XH97.1
15	kónické dno	50 ks v sáčku	R.XH97.3
15	kónické dno	20 x 50 ks v sáčku	R.XH97.2
50	kónické dno	20 x 25 ks v sáčku	R.XH98.1
50	kónické dno	12 x 25 ks ve stojánku	R.XH98.2
50	stojící	18 x 25 ks v sáčku	R.XH99.1
50	stojící	12 x 25 ks ve stojánku	R.XH99.2