

Zkumavka kultivační s PP šroubovacím uzávěrem

Zkumavka se závitem a černým uzávěrem s gumovým těsněním

Technické parametry

Materiál zkumavky: sodnodraselné sklo

Materiál víčka: PP s bílým gumovým těsněním



Kultivační zkumavka s PP šroubovacím uzávěrem

Objem (ml)	Délka (mm)	Vnější Ø (mm)	Závit uzávěru	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	100	12	GL 14	100	P916102
12	100	16	GL 18	100	P916100
20	160	16	GL 18	100	P916150
30	180	18	GL 18	100	P916180