

## Zkumavka odběrová se šroubovacím víčkem | KARTELL

- Sterilní (balené v sáčcích po 250 ks) i nesterilní provedení

### Technické parametry

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiál:                    | nádobka PS, víčko PE                             |
| Provedení:                   | stojící, 12 ml (kulaté dno), 30 ml (kónické dno) |
| Kategorie zdrav. prostředku: | IVDR class A (EU 2017/746)                       |



Zkumavka odběrová se šroubovacím víčkem 12 nebo 30 ml, sterilně a nesterilně balená

| Objem (ml) | Sterilita | Rozměry (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| 12         | ano       | 15 × 102     | 500         | K005601          |
| 12         | ne        | 15 × 102     | 1500        | K005602          |
| 30         | ano       | 25 × 90      | 400         | K005622          |
| 30         | ne        | 25 × 90      | 400         | K005620          |