

Zkumavka transportní s kulatým dnem | SIMPORT

Autoklávatelné zkumavky z netoxického materiálu pro odběr, uchovávání a transport biologických vzorků

- Zkumavky dodáváme bez víček, vhodný typ je nutno objednat samostatně
- Zkumavky z netoxického materiálu se závitem pro vnější šroubovací uzávěr

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−196 až +121 °C



Transportní zkumavky bez potisku



Transportní zkumavky s potiskem

Zkumavky bez potisku					Zkumavky s potiskem				
Objem (ml)	Typ	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Typ	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,5 × 43	1000	U075011	1,2	stojící	12,5 × 43	1000	U075021
2,0	kulaté dno	12,5 × 48	1000	U075112	2,0	kulaté dno	12,5 × 48	1000	U075122
2,0	stojící	12,5 × 49	1000	U075012	2,0	stojící	12,5 × 49	1000	U075022
3,0	stojící	12,5 × 72	1000	U075013	3,0	stojící	12,5 × 72	1000	U075023
4,0	kulaté dno	12,5 × 75	1000	U075114	4,0	kulaté dno	12,5 × 75	1000	U075124
4,0	stojící	12,5 × 76	1000	U075014	4,0	stojící	12,5 × 76	1000	U075024
5,0	kulaté dno	12,5 × 92	1000	U075115	5,0	kulaté dno	12,5 × 92	1000	U075125
5,0	stojící	12,5 × 93	1000	U075015	5,0	stojící	12,5 × 93	1000	U075025

Víčko pro transportní zkumavky s kulatým dnem

Barevná víčka s dlouhým závitem

- Speciálně tvarovaná víčka bez těsnění pro běžné použití

- Víčka s vnitřním silikonovým těsněním pro dokonalé uzavření v celém rozsahu teplot
- Pro uzavření nebo otevření stačí 1 a 1/4 otočení

Technické parametry

Materiál:	PP
Balení:	1 000 ks

Víčka bez těsnění			Víčka s těsněním		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	1000	U070501.N	čirá	1000	U070502.N
modrá	1000	U070501.M	modrá	1000	U070502.M
zelená	1000	U070501.Z	zelená	1000	U070502.Z
červená	1000	U070501.R	červená	1000	U070502.R
žlutá	1000	U070501.Y	žlutá	1000	U070502.Y



Víčko pro transportní zkumavky s kulatým dnem

Víčko se septem na transportní zkumavky

Šroubovací víčko s integrovaným propichovatelným septem

- Septum nahrazuje silikonový o-kroužek pro dokonalé těsnění víčka
- Septum lze propíchnout jehlou injekční stříkačky nebo špičkou automatické pipety
- Oba materiály septa (silikon a PTFE) jsou stabilní v širokém rozmezí teplot
- Víčka použitelná na všechny standardní transportní zkumavky Simport TYP T501

Technické parametry

Materiál septa:	PTFE na vnější straně, silikon na vnitřní
Materiál víčka:	PP
Barva víčka:	zelená

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko se septem na transportní zkumavky	250	U070504



Víčko se septem na transportní zkumavky