

Zkumavky kultivační na buněčné kultury "3 v 1" | TPP

Zkumavky s plochým nebo kulatým dnem, pro kultivaci, pozorování pod mikroskopem i centrifugaci buněčných kultur

Technické parametry

Materiál:	PP
Maximální přetížení úhlových rotorů:	1 200 x g



Zkumavky kultivační na buněčné kultury "3 v 1"

Zkumavka zploštělá na buněčné kultury "3 v 1" | TPP

S filtrem ve víčku

- Velký otvor pro snadný přístup pipet a škrabek
- Optický čirý PS pro kontrolu buněčných kultur pod inverzními mikroskopy
- Šikmá zploštělá horní strana zkumavky pro snížení lomu světla
- Kónický tvar usnadňující odebrání pelet
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Kultivační plocha:	10 cm ²
Objem:	10 ml

Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30 x 105	216 (4 x 54)	N912430

Zkumavka s kulatým dnem na buněčné kultury "3 v 1" | TPP

Se šroubovacím víčkem (bez filtru) zajišťujícím výměnu plynů i ve svislé poloze

- Se stupnicí a popisovací plochou
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Kultivační plocha:	20 cm ²
Objem:	5 ml

Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
16 x 120	800 (20 x 40)	N911060